

Kurzanleitung zum Abfragen von SmartCode Daten

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin,

SmartCode ist eine verschlüsselte Buchstaben- und Ziffernkombination, anhand derer wir Fortschritte in der CPAP-Therapie auswerten können. Wenn Sie darum gebeten werden SmartCode Daten aus Ihrem CPAP-Gerät auszulesen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Vorgehensweise zum Abfragen der SmartCode Daten

(Hierzu ist es nicht notwendig, das SleepCube Gerät einzuschalten)



Tastenerklärung

1. An / Aus
2. „Pfeil nach unten“ bzw. „Pfeil nach unten Taste“
3. Anfeuchter-LED
4. Verzögerung
5. „Pfeil links Taste“
6. „Pfeil rechts Taste“

Abbildung 1

1. Betätigen Sie einmal die „Pfeil links Taste“ (**Taste 5**) um in das SmartCode Menü zu gelangen.
2. Mit der „Pfeil nach unten Taste“ (**Taste 2**) können SmartCodes für verschiedene Zeitabschnitte (SmartCode 1 Tag, SmartCode 7 Tage, SmartCode 30 Tage und SmartCode 90 Tage) abgefragt werden (**Abbildung 2**). Ebenso wird der der SmartCode für die Nutzung (SmartCode Nutzg) angezeigt (**Abbildung 3**).
3. Betätigen Sie die „Pfeil rechts Taste“ um zur SleepCube Grundeinstellung „AUS“ zu gelangen



Abbildung 2



Abbildung 3

Bitte notieren Sie hier die abgelesenen Ziffern und Buchstaben:

SmartCode 1 Tag : _____

SmartCode 7 Tage : _____

SmartCode 30 Tage : _____

SmartCode 90 Tage: _____

SmartCode Nutzg : _____