

Spannungswandler-Kompatibilität

für Therapiegeräte ohne Luftbefeuchter

Konverter	Spannungswandler Sinus 12VDC/230VAC mit 150 VA	Spannungswandler Sinus 24VDC/230VAC mit 150 VA	Spannungswandler Sinus 12VDC/230VAC mit 300 VA	Spannungswandler Sinus 24VDC/230VAC mit 300 VA	Gleichstromwandler Sinus 12V/24V	Gleichstromwandler DC/DC 24 V/90 W	Gleichstromwandler DC/DC 24V 50W
Eingangsspannung	12 Volt	24 Volt	12 Volt	24 Volt	12/24 Volt		
Eingangsanschluss	Mobil- bzw. Zigarettenanzünderstecker		Klemmen (Nicht geeignet für Zigarettenanzünder im PKW/LKW)		Mobil- bzw. Zigarettenanzünderstecker		
Ausgangsdose	Schuko				Klinkenbuchse		

Therapiegerät	Art.-Nr.	857710	857711	70256	70257	33942	36970	26932
CPAP	S9 Elite™ ohne Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	S8™ Elite (II) ohne Luftbefeuchter	✓	✓	✓	✓	✓		
APAP	S9 AutoSet™ ohne Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	S8 AutoSet Spirit™ (II) ohne Luftbefeuchter	✓	✓	✓	✓	✓		
Bilevel	VPAP S/ST (S9)/Auto 25 (S9) ohne Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	VPAP™ IV S/ST/S8™ Auto 25 ohne Luftbefeuchter	✓	✓	✓	✓			✓
	VPAP™ III ohne Luftbefeuchter	✓	✓	✓	✓			
ACS	AutoSet CS™ (S9) ohne Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	AutoSet CS™ 2 ohne Luftbefeuchter	✓	✓	✓	✓			
Be-atmung	Stellar™ 100 ohne Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	Stellar™ 150 ohne Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	

■ Altmodelle bzw. Auslaufmodelle

22006: Batterieadapterkabel für Konverter mit Zigarettenanzünderstecker, zur Nutzung mit einer Batterie.

Spannungswandler-Kompatibilität

für Therapiegeräte mit Luftbefeuchter

Konverter	Spannungswandler Sinus 12VDC/230VAC mit 150 VA	Spannungswandler Sinus 24VDC/230VAC mit 150 VA	Spannungswandler Sinus 12VDC/230VAC mit 300 VA	Spannungswandler Sinus 24VDC/230VAC mit 300 VA	Gleichstromwandler Sinus 12V/24V	Gleichstromwandler DC/DC 24 V/90 W	Gleichstromwandler DC/DC 24V 50W
Eingangsspannung	12 Volt	24 Volt	12 Volt	24 Volt	12/24 Volt		
Eingangsanschluss	Mobil- bzw. Zigarettenanzünderstecker		Klemmen (Nicht geeignet für Zigarettenanzünder im PKW/LKW)		Mobil- bzw. Zigarettenanzünderstecker		
Ausgangsdose	Schuko				Klinkenbuchse		

Therapiegerät	Art.-Nr.	857710	857711	70256	70257	33942	36970	26932
CPAP	S9 Elite™ mit Luftbefeuchter und ClimateLine						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	S8 Elite™ (II) mit Luftbefeuchter			✓	✓	✓*		
APAP	S9 AutoSet™ mit Luftbefeuchter und ClimateLine						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	S8 AutoSet Spirit™ (II) mit Luftbefeuchter			✓	✓	✓*		
Bilevel	VPAP S/ST (S9), Auto 25 (S9) mit Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	VPAP™ IV S/ST, S8™ Auto 25 mit Luftbefeuchter			✓	✓			✓
	VPAP™ III mit Luftbefeuchter			✓	✓			
ACS	AutoSet CS™ (S9) mit Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	AutoSet CS™ 2 mit Luftbefeuchter			✓	✓			
Be-atmung	Stellar™ 100 mit Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	
	Stellar™ 150 mit Luftbefeuchter						✓ inkl. Batterieadapterkabel	

* Wenn Nutzung mit HumidAire 3i™/H4i™, dann wird dieser nicht beheizt!

■ Altmodelle bzw. Auslaufmodelle

Aufgrund des zu hohen Stromverbrauchs ist von einer Nutzung mit Luftbefeuchter abzusehen.

22006: Batterieadapterkabel für Konverter mit Zigarettenanzünderstecker, zur Nutzung mit einer Batterie.