

Gel-Komfort für besseren Schlaf

Philips Respironics Amara Gel – Mund-Nasen-Maske

Moderne Gel-Technologie ermöglicht weicheren, verbesserten Tragekomfort – damit Ihre Patienten ihren verdienten Schlaf bekommen



Für die medizinische Fachkraft...

- Moderne Gel-Technologie sorgt für Anpassung an die Konturen des Gesichts und bietet hervorragende Abdichtung und hohen Tragekomfort
- Unsere kleinste und leichteste Gel-Mund-Nasen-Maske, gefertigt aus transparenten Materialien – entwickelt zur Förderung der Therapieakzeptanz
- Vier Größen passen für über 95 % der Patientengesichter – Amara Gel unterstützt Sie dabei, jedes Mal mit dem ersten Griff die richtige Größe auszuwählen
- Das Gel-Maskenkissen ist austauschbar mit dem Amara Silikon-Maskenkissen – verdoppeln Sie Ihre Chance auf Therapieerfolg

Für den Patienten...

- Die Maskenkissen-Befestigung mit nur einem „Klick“ gibt Ihnen die Sicherheit, dass die Amara Gel-Maske ordnungsgemäß montiert ist
- Das weiche Gel-Maskenkissen ermöglicht verbesserten Tragekomfort und fördert einen gesunden Schlaf
- Unsere kleinste und leichteste Gel-Mund-Nasen-Maske – eine weniger einschüchternde Option für Ihre Patienten
- Bei nur vier Komponenten erfolgen Zusammenbau und Reinigung schnell und einfach, sodass Sie mehr Zeit für die Dinge haben, die Ihnen wichtig sind



Gemeinsam
für besseren Schlaf
und bessere Atmung

K. JUNGBLUTH
Medizintechnik für's Leben

Tel.: 052 05 - 72 999 0

www.

cpap-online.de

PHILIPS

RESPIRONICS

Austauschbar mit dem Amara Silikon-Maskenkissen



1

Moderne Gel-Technologie

Passt sich gleich an die Gesichtskonturen an

2

Maskenkissen-Befestigung mit nur einem „Klick“

Schnelle und sichere Montage

3

Quick-Clips für das Kopfband

Verringern die Notwendigkeit für wiederholtes Anpassen des Kopfbandes



6

Leicht gleitender Einstellmechanismus der Stirnstütze

Bietet 10 auswählbare Positionen zur Feineinstellung der Abdichtung und des Maskensitzes

5

Kleiner und leichter Maskenrahmen

Weniger einschüchternd für Patienten

4

Um 360° drehbares Anschlussstück

mit drehbarem Schnellverschluss und abgewinkelten Mikro-Ausatemöffnungen für einen leisen Betrieb

Bestellinformationen

Artikel	Größe	Artikelnr.
Amara Gel-Maske mit Ausatemventil		
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	P	1090420
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	S	1090421
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	M	1090425
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	L	1090426
Amara Gel-Maske ohne Ausatemventil		
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	P	1090430
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	S	1090431
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	M	1090435
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	L	1090436



Um mehr als 50 % weicher als die Amara Silikon. Amara Gel verbessert den Tragekomfort an den empfindlichen Bereichen, beispielsweise dem Nasenrücken.

RespiroNics und Amara sind Marken von RespiroNics, Inc. und verbundenen Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.philips.de/amara



© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
Broudy TK 7/21/14 MCI 4106293 PN 11

K. JUNGBLUTH
Medizintechnik für's Leben
Tel.: 052 05 - 72 999 0
[www. cpap-online.de](http://www.cpap-online.de)