



**ResMed**

**K. JUNGBLUTH**  
Medizintechnik für's Leben  
Tel.: 052 05 - 72 999 0  
[www.cpap-online.de](http://www.cpap-online.de)

## Fernalarm II

Erweiterte Funktionalität und Sicherheit mit dem Fernalarm II für die Stellar™ und Astral™ Beatmungssysteme. Bessere Einsatzmöglichkeiten bei verschiedensten Klinikalarmsystemen und hilfreiche Unterstützung in der häuslichen Umgebung.



Der Fernalarm II bietet eine praktische Lösung, wenn größtmögliche Flexibilität und Ruhe bei der Behandlung der Patienten gewünscht sind.

Ideal für die Klinik und die häusliche Umgebung – der Fernalarm II ermöglicht Ihnen die Versorgung Ihrer Patienten mit dem sicheren Wissen, dass Sie mit einem akustischen und visuellen Signal alarmiert werden, wenn ein Alarm am Beatmungsgerät ausgelöst wird.

Der Fernalarm II kann mit jedem Stellar oder Astral Beatmungsgerät über eine Auswahl verschiedenster Verlängerungskabel verbunden werden.



## Wichtigste Leistungsmerkmale

- Kabellängen von 2 – 20 Metern passen zu jeder Umgebung und Anforderung.
- Die Batterie ist besonders langlebig konzipiert und der Alarm funktioniert auch bei geringer Batteriekapazität, um Ausfallzeiten minimal zu halten.
- Der Fernalarm II kann einfach an ein Klinikalarmsystem angeschlossen werden.
- Einfache Installation und Nutzung. Anbringung durch mitgelieferte Wandhalterung möglich.

## Technische Daten

<b>Lautstärke</b>	55 – 90 dBA (nach ISO 3744:2010)
<b>Abmessungen</b>	145 mm x 80 mm x 31 mm (L x B x H)
<b>Stromversorgung</b>	Zwei AA 1,5 V Batterien (LR6-Alkali-Batterie oder FR6-Lithium-Akku)
<b>Gewicht</b>	115 g (ohne Batterie)

## Artikelnummern

Fernalarm II	<b>27902</b>
Fernalarm II Kabel 2m	<b>27904</b>
Fernalarm II Kabel 5m	<b>27905</b>
Fernalarm II Kabel 10m	<b>27906</b>
Fernalarm II Kabel 20m	<b>27907</b>
30 m Klinik-Alarmsystem-Kabel	<b>27912</b>

Informationen zum kompletten  
 Zubehörfumfang finden Sie unter  
[www.resmed.com](http://www.resmed.com)